

Introdução do cap grampo vermelho cor de não-tecidos:

A cor vermelha tampa clipe de não-tecidos, esfrega bonés cirúrgicos elásticas são feitas de material de polipropileno, feita por automática elevada temperatura de ligação térmica tecnologia, podem ser divididos em única elactic e estilos elásticas duplas.

Vantagens do produto:

1. Boa proteção, peso leve, livre de látex.
2. Use a ligação térmica a alta temperatura tecnologia, confortável para desgastar.
3. Todas as cores podem estar disponíveis.
4. Use material eco friendly, nenhum dano ao corpo humano e ao ambiente natural.

Aplicação de tampas de paramentação elásticas:

Amplamente utilizado na fábrica de alimentos, restaurante, e oficina livre de poeira.

Especificações:

Material	polipropileno, não tecida pp
Peso	PP 10g
Estilo	Elástica (látex livre), único estilo elástica
Tamanho	19 "
Cor	vermelho, rosa, azul, branco, verde, amarelo, laranja, roxo, (todas as cores podem estar disponíveis)
Embalagem	100pcs / saco, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	Hospital pessoal médico clínicos e pacientes. livre de poeira oficina , laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

Informação da embalagem:

100 pcs / saco, 20 sacos / CTN, tamanho da caixa: 58x25x27cm
1 * 20 recipiente pode carregar 715ctns, 1430,000pcs totais.
1 * 40 recipiente pode carregar 1737ctns, 3474,000pcs totais.

Fotos de tampão não tecido cirúrgico:



