

Introdução de tampões cirúrgicos:

tampões cirúrgicos feitos de material não tecido SBPP, no padrão de CE e ISO13485.

tampas mob médicos também chamados clipe descartável ou boné tiras, são feitos de material não tecido PP

e elástico plissada rodada, este projeto tem um amplo espaço para o cabelo longo. Ele pode evitar os pêlos

caindo depois para evitar possíveis problemas.

Vantagens de tampões cirúrgicos:

1. Diferentes tamanhos e cores estão disponíveis.
2. Respirável, não absorvente, durabilidade
3. Com simples ou dupla elástica disponíveis, em forma de pregas ou clipe com várias cores disponíveis.
4. eficiência de filtração de bactérias (BFE) atingiu 99,1%. Esta taxa é muito maior do padrão normal de 97%.
5. amostras grátis e personalização disponíveis
6. tampa em forma de clipe antes desdobrado.

especificações de tampões cirúrgicos:

Material	PP não tecidos
Peso	10-30 g
Estilo	único estilo elástico, ou dupla elástica
Tamanho	18 ", ou 19 ", 21 ", 24"28 "
Cor	verde, ou branco, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	100pcs / saco, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto

tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	hospitalar pessoal médico clínicos e pacientes. livre de poeira oficina , laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

Detalhes do retrato de tampões cirúrgicos:



