

### **Introdução de vestido de cirurgia do hospital estéril reforçada:**

1. evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo respingos de sangue e isolar a poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e vírus invasores.
2. Perfeito para operações com grandes quantidades de líquidos. Para impedir uma transferência de doenças infecciosas a partir de ou pessoal para a ferida ou vice-versa por contato direto.
- estilo 3. Long, com boas funções de proteção.


### **Especificação do vestido de cirurgia do hospital estéril reforçada**

Nome	a melhor fábrica chinesa para descartáveis vestido de cirurgia do hospital estéril reforçada
Material	SMS45g
Estilo	estéril, estilo padrão, Laço em colarinho, laços na cintura, punhos elásticos
Tamanho	S (110 * 130 centímetros), M (115 * 137 centímetros), G (120 * 140 centímetros), XL (125 * 150 centímetros), 2XL (130 * 150 centímetros) ou quaisquer outros tamanhos personalizados
gramagem	45g
Cor	verde.
Embalagem	estéril, 1pcs / saco, 50pcs / ctn
carregamento do contentor	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Entrega	Um recipiente 40HQ pode ser concluído dentro de 15-25 dias
Loja	Loja em seco, umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém

### **Fotos de vestido de cirurgia do hospital estéril reforçada:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### **Nossas vantagens:**

- 1.260 trabalhadores, oficina livre de poeira 25000  $\mu$ ,
- 2.12 anos de experiência, ISO, CE & amp; FDA certificada,
- 3.One hora chegar porto Wuhan,
- 4.Free amostras e resposta rápida,

Bem-vindo me e-mail ou ligue-me directamente, vamos falar de mais.

### **Informações de contato:**

**serviço VIP**

**Remey Chi**

**Móvel: 0.086-15623307739**

**Tel: 0086-27 8782 9195**

**O email: [sales04@orienthonest.com](mailto:sales04@orienthonest.com)**

**Skype: orienthonest04**