

Introdução do cap médico do hospital PP25g descartável com laços em

cap médico com laços são feitas de tecido não tecido, feito à mão, com dois empates no verso da tampa, fortes e ajustar os laços fazer a tampa muito confortável de usar it. Mainly usar para médico do hospital operar quarto etc.

Especificações do cap médico do hospital PP25g descartável com laços em

Material	SBPP / SPP / não tecidos
Peso	PP10-30g,
Estilo	com laços na parte de trás da tampa
Tamanho	tamanho padrão
Cor	azul, ou tal como pediu
Embalagem	100pcs / saco, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	Hospital pessoal médico clínicos e pacientes. oficina livre de poeira, Laboratório, indústria alimentar, eletrônica fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

Imagem de cap médico descartável PP25g hospital com laços em



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

