

Product details

Descrição dos melhores capa e inicialização macacões descartáveis:

- 1, Matéria-prima: Feito a partir de tecidos não tecidos, polipropileno Spunbonded (20-65gsm)
- 2, Estilo: com capuz, com botas cobrir, zíper frontal
- 3, tamanho: S - 6XL;
- 4, Cor: vermelho
- 5, pacote: 10pcs / polybag, 100pcs / ctn.


especificações de os melhores descartáveis capa e inicialização combinações:

| | |
|---------------------|---|
| Nome | os melhores capa e inicialização macacões descartáveis, China repllent água macacão de segurança, o melhor fabricante de ternos de sala limpa |
| Material | PP |
| Estilo | com capuz, zíper, sem aba, punhos elásticos, tornozelos elásticos, sem elástico na cintura. |
| Peso | PP30g |
| cor | vermelho |
| tamanho | S-6XL |
| Embalagem | 10pcs / polybag, 100pcs / ctn |
| Design de embalagem | Todos os sacos e caixa interna impressão pode ser como seu projeto |
| Amostra | Amostra grátis, podem ser fornecidos gratuitamente para a sua qualidade corrente no prazo de 2 dias |

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.