

Product details

Detalhes de PE filme descartável reforçada vestido cirúrgico:

conformes tecido para **EN13795** padrões,
bata cirúrgica é produzido numa **livre de poeira sala limpa**, Que garantem boa qualidade.
Esterilização poderia ser fornecida por nós ou estéril em seu local.
ISO13485 e CE certificados estão disponíveis, entre em contato conosco para mais informações!

Um itens de embalagem:

Descrição	Quantidade	Especificação
vestido cirúrgico	1	H-XL
Toalha de mão	2	30 * 40cm
saco de esterilização (saco de papel-plástico)	1	26 * 36 centímetros
Invólucro	1	60 x 60cm

carta do tamanho :

M	120 * 140 centímetros
eu	125 * 145 centímetros
XL	130 * 150 centímetros
XXL	135 * 155 centímetros

Características:

material de 1.SMMS:, Impermeável, boa resistência à tração, confortável sem fiapos, "Três defesas"

(À prova de água, anti-álcool e anti-respingos de sangue)

vestido cirúrgico 2.Disposable principalmente para o médico para a operação, também estão disponíveis para usar no isolamento

médicos e visitantes da sala.

Foto de PE filme descartável reforçada vestido cirúrgico:



Nossas vantagens:

- 1. 260 trabalhadores, oficina livre de poeira 25000 μ ,
- 2. 12 anos de experiência, ISO, CE & amp; FDA certificada,
- 3. One hora chegar porto Wuhan,
- 4. Free amostras e resposta rápida,

Isto é como podemos manter boa qualidade e confiável para cooperação valiosos clientes globais.

Bem-vindo a contactar-me e me chamar como as informações abaixo:

serviço VIP
Remey Chi

Móvel: 0.086-15623307739

Tel: 0086-27 8782 9195

O email: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04