

Product details

fornecedor para vestido de isolamento CPE descartáveis:

Fornecedor para vestido de isolamento CPE descartável é feita a partir de CPE hidrofóbico material, Latex-livre; abrasão-resistente; fluido completamente impermeável e álcool repelente. e pode ser utilizado no hospital, laboratório, indústria alimentar, ou em qualquer lugar precisam de proteção.

Especificação do fornecedor para vestido de isolamento CPE descartáveis:

material	CPE
Peso	CPE 30-65 gsm; (Confortável, sem fibras de vidro, látex livre).
Estilo	Pescoço: com um hool Cintura: laços em Cuff: com loop de polegar Abertura nas costas
Tamanho	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Cor	Leite branco
embalagem	não estéril, 10 pcs / saco, 10 sacos / CTN. estéril, 1 pcs / saco estéril, 100 pcs / ctn
design de embalagem	Tudo a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	Embalagem padrão da caixa 58X28X48 cm
aplicações	hospitalar pessoal médico clínicos e pacientes. utilizado no hospital, laboratório, indústria alimentar, e em qualquer lugar precisam de proteção

Controle de qualidade

1.We não vai começar a fazer os produtos até a confirmação da amostra.
embalagem 2.O vai ser à prova de água, à prova de umidade e selado.

política de amostra

- 1.Sample de acordo com seu desenho. Tempo de amostragem: 3-5 dias.
2. Design sua própria amostra, então refazê-lo.
3. As amostras existentes Tempo de amostragem: 1day
4. Faça a produção em massa após a confirmação da amostra.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, amostra grátis.
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, termos L / C, T / T, D / P disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, termos EXW disponível;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. 3ª inspeção de produtos parte é aceitável.
- 7, serviço de OEM. Mais opções no material, modelo, tamanho e embalagem;
- 8 e prazo de entrega. O melhor tempo de espera é 25-30 dia para um recipiente 40HQ.
- 9, Professional serviço de exportação. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom serviço pós-venda. Tomamos queixas de cuidados como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!

The happy time with customers

