

Introdução de fabricante de vestido de isolamento à prova de água

1. As luvas longas
2. punhos elásticos.
3. laços no pescoço e cintura.
4. Com esterilizadas e não-esterilizadas.
5. PS: tamanho e cor diferente estão disponíveis.

especificação de fabricante de vestido de isolamento à prova de água

Material	PP + PE, etc.
gramagem	PP + 45g PE, ou gramas como seu pedido
Estilo	Amarre on / velcro no pescoço, elástico / punho cortado, padrão ou reforçada
Tamanho	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Cor	verde, etc
Embalagem	Não estéril, 10 pcs / saco, 10 sacos / CTN. estéril, 1 pcs / saco estéril, 100 pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58X28X48 cm
aplicações	Hospital das Clínicas pessoal médico e pacientes livre de poeira oficina, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante

Aplicação

vestido de isolamento à prova de água projetado para fornecer uma gama de nível de proteção, dependendo do material não tecido. Feita a partir de tecido não-tecido macio e confortável adicionar um material de filme PE, pode de forma segura e ambientalmente eliminados quando sujos sem necessidade de lavagem. Ajudar a parar a propagação de infecções.

Projeto para hospitais e ambientes de laboratório onde o visitante precisa ter proteção moderada contra contaminação infecciosa ou química.

Política da amostra:

1. Amostra de acordo com seu desenho. Tempo de amostragem: 3-5 dias.
2. Design sua própria amostra, então refazê-lo.

3. As amostras existentes Tempo de amostragem: 1day.
4. Faça a produção em massa após a confirmação da amostra.

Controle de qualidade:

1. Não vamos começar a fazer os produtos até a confirmação da amostra.
2. A embalagem será à prova de água, à prova de umidade e selado.

Fotos do fabricante vestido de isolamento à prova de água:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

