

Product details

Introdução de vestido de isolamento pp amarelo

fornecedor vestido de isolamento amarelo pp, vestido cirúrgico pp para o doutor, barata descartável médica

batas feitas de material de polipropileno hidrofóbico incluem, PP, PP + PE, SMS, microporosa; La-tex livre; resistente à abrasão; lint baixa; com um elevado grau de repelência de líquidos.

Especificação do vestido de isolamento pp amarelo

Material	PP não tecidos
gramagem	20g, ou 15-65gsm
cor	Amarelo, nós também podemos fazer branco, verde, azul, rosa, vermelho, cinza, etc. preto
tamanho	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Estilo	Amarre on / velcro no pescoço, elástico / braçadeira de malha, padrão ou reforçada
Embalagem	Não estéril, 10 pcs / saco, 10 sacos / CTN. estéril, 1 pcs / saco estéril, 100 pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58X28X48 cm
aplicações	Hospital pessoal médico clínicos e pacientes. livre de poeira oficina, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL EQUIPMENT



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, amostra grátis.
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, termos L / C, T / T, D / P disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, termos EXW disponível;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. 3ª inspeção de produtos parte é aceitável.
- 7, serviço de OEM. Mais opções no material, modelo, tamanho e embalagem;
- 8 e prazo de entrega. O melhor tempo de espera é 25-30 dia para um recipiente 40HQ.
- 9, Professional serviço de exportação. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom serviço pós-venda. Tomamos queixas de cuidados como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!