

Упаковка лицевой маски с логотипом:

Технические характеристики	Нормальная упаковка	Размер коробки	1 * 40 контейнера HQ может удержаться (ПК)
17,5 * 9,5 см, 3-PLY, 18 + 20 + 20 г	50 шт. / Коробка, 40 коробок / CTN	52 * 19 * 42см	3280 000 шт
17,5 * 9,5 см, 3-PLY, 25 + 25 + 25 г	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 37 * 30см	2 400 000 шт

Примечания: Все могут быть специальными настроенными в соответствии с вашими фактическими требованиями

Технические характеристики маски для лица с логотипом:

Источник	Xiantao, Hubei, Китай
Материал	PP нетканый + фильтр + пп нетканый (очень низкое сопротивление дыханию, свободно от внешнего запаха, без какого-либо стимулирующего чувства)
Масса	15 + 20 + 25 г / 20 + 20 + 25 г / 20 + 25 + 25 г (удобно, без стеклянных волокон, латекс бесплатно.)
Стиль	Упругая уха контура / галстук на (без латекса)
Размер	17,5x9.5 см (взрослый) /14.5x9.5 см (дети) / 12x7см (детка)
Цвет	белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна
Размер коробки	52x38x30см / 52x19x42см
Приложения	больница, лаборатория, пищевая промышленность, без пыли мастерская, электронные производства и так далее

Детализируйте фотографии маски для лица с логотипом:







 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

