

## Product details

### Свойство медицинских масок для лица

- 1) Полипропилен спанбонд, Мягкий и латекса
- 2) Регулируемая алюминиевая или пластик кусок носа, Удобно носить
- 3) 3-слойный маска кружева, Высокая фильтрация
- 4) Эластичный или галстук на епетля ар для вашего выбора

### Как носить одноразовые крышки рта

- 1) Плоская маска
- 2) Нажмите маску плоской к лицу
- 3) Держите маску с левой рукой, а обрабатывать строп вокруг части уха с правой стороны
- 4) Держите маску с правой рукой, а обрабатывать строп вокруг части уха с левой рукой.
- 5) Откройте складки и нажмите зажим для носа.

### Упаковка хирургических масок для лица

| Спецификация  | Нормальная упаковка                  | Размер коробки | 1 * 40 HQ контейнер может держать (шт) |
|---|--------------------------------------|----------------|--|
| 17.5 * 9.5cm,<br>3ply,<br>18 + 20 + 20G   | 50 шт / коробка, 40<br>коробок / CTN | 52 * 19 * 42cm | 3,280,000 шт                           |
| 17.5 * 9.5cm,<br>3ply,<br>25 + 25 + 25G   | 50 шт / коробка, 40<br>коробок / CTN | 51 * 37 * 30cm | 2,400,000 шт                           |
| Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями |                                      |                |  |

## Product display



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Какова ваша выходная мощность для вашего основного диапазона продукта?

A: Маска для лица Емкость: 1000.000 штук / день.

Комбинезон, Хирургические халаты, лабораторный халат, кровать Емкость листов: 10000 шт / день.

Колпачки мощность: 200000 шт / день. Каждый 1 \* 40HQ может быть завершена в течение 1 недели.

В: 2. Каково ваше MOQ каждого продукции?

A: Маска для лица / крышки / бахилы / плеча рукава каждый MOQ: 50000 шт.

Одежда и постельное белье MOQ: 5000 штук