

3 plys пользовательские хирургические маски, 99% маска фильтрации стоматолог лицо, латекс маска для лица для предприятий общественного питания

Описания пользовательских хирургических масок

- 1) Гофрированный 3-слойные обеспечивают хорошую защиту и сопротивление жидкости;
- 2) Это 100% латекса и стекловолокна бесплатно, и все материалы являются не едкий и не имеет запаха;
- 3) складка в маске формы лучшей форме конуса для обеспечения максимальной защиты;
- 4) Доступный в популярный цвет, мы имеем 11 цветов теперь;
- 5) PFE 0,1 мкм & GT; 99% и BFE 3 мкм & GT; 99%;
- 6) Сопротивление жидкости, мм рт.ст.: 80;
- 7) Это первая линия обороны в любой биологической чрезвычайной ситуации или пандемии.

Применение стоматолог маска для лица

- 1) Для больницы клинического медицинского и пациентов, незапыленном цеха, фабрики пищевых продуктов.
- 2) Для предотвращения распространения жидкостей тела и содержания брызг крови.

Упаковка лицевой маски для предприятий общественного питания

Спецификация	Нормальная упаковка	Размер коробки	1 * 40 HQ контейнер может держать (шт)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	52 * 19 * 42см	3,280,000 шт
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 37 * 30см	2,400,000 шт
Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями			

Изображение пользовательских хирургических масок



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

