

## Product details

### Материал мило медицинские маски

- 1) 3layers: нетканый спанбонд + выдуванием из расплава фильтровальная бумага + спанбонд нетканый
- 2) Ткань имеет максимальное сопротивление жидкости и защиты от жидкостей организма
- 3) Бактериальная эффективность фильтрации: 99,7%, эффективность фильтрации частиц: 98,5%,  
Размер частиц: 0,1 мкм

### Производительность детей маска для лица

- 1) Ультразвуковой сварной шов обеспечивает сильную построенную маску, устраняет отверстия и дефекты
- 2) Регулируемый нос деталь для лучшей подгонки, очень удобно носить

### Торговые условия специально отпечатанные хирургические маски

МОQ	500000 шт
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день
Срок поставки	В зависимости от количества
детали упаковки	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование

## Product display




orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





## The regular shipment way

