Product details

Материал мило медицинские маски

- 1) 3layers: нетканый спанбонд + выдуванием из расплава фильтровальная бумага + спанбонд нетканый
- 2) Ткань имеет максимальное сопротивление жидкости и защиты от жидкостей организма
- 3) Бактериальная эффективность фильтрации: 99,7%, эффективность фильтрации частиц: 98,5%, Размер частиц: 0,1 мкм

Производительность детей маска для лица


- 1) Ультра-звуковой сварной шов обеспечивает сильную построенную маску, устраняет отверстия и дефекты
- 2) Регулируемый нос деталь для лучшей подгонки, очень удобно носить

Торговые условия специально отпечатанные хирургические маски

MOQ	500000 шт
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день
Срок поставки	В зависимости от количества
детали упаковки	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование

Product display







The regular shipment way



