

4ply non woven disposable colorful KF94 face masks for adults

KF94.

Ткань материал

"> ">

слой 1: PP нетканая (индивидуальная печать)

Слой 2: Высокая фильтрация

layer3: PP без ткани

"> ">

Стиль

"> ">

3 PLY, с круглым контуром ушей

Размеры C. Ize

20. *8. см

ткань w восемь

25.GSM + 25GSM + 25GSM, с может быть как ваш запрос

цвет

Индивидуальная печать

сертификат

CE, ISO13485, fda

МОQ:

200000 шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

5 0 шт. / b Oх, 200 0 ПК s / ctn, или как ваше требование

Способность

2 миллиона шт в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

больница, Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская
картина **KF94**.







