

Антибактериальная хирургическая маска для лица, маски медицинские чистых помещений, нетканая маска для лица с поставщиком

Особенностью хирургической маски для лица

- 1) Трехмерный дизайн: указания по борьбе с SARS маски, стерилизация, против гриппа, пыль
- 2) С носовым зажимом: гибкий светильник, фиксированный
- 3) Тонкая кромка: край полный тепловой герметизации технологического пакета
- 4) Галстук на ушной петле: удобные и оснащены

Характеристики медицинских масок

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
вес ткани	Может быть как ваш запрос
петля уха	Tie или петли уха медицинские маски
Размер	17.5 * 9.5cm, или как ваши требования
цвет	белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Capri синий / бордовый / черный
упаковка	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование
дизайн упаковки	все внутренняя коробка и наружная коробка печать может быть как ваш дизайн
Приложения	больницы, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д.

Условия оплаты хирургической маски для лица

MOQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
Образец	Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

Изображение нетканого маски для лица

