

## **Анти-bacteria хирургический тип маски, полипропилен нетканый маска, эластичный шнур производитель больницы маска**

### **Обзор хирургической маски типа**

- 1) Изогнутая Уши Для надежной фиксации
- 2) Один размер, чтобы соответствовать все, приблизительный размер: 17,5 см x 9,5 см
- 3) Крышки носа, рта и подбородка для полной защиты
- 4) Цвет: белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Сargi синий / бордовый / черный, у нас есть 10 цветов полностью
- 5) НЕЛЬСОН, ISO, сертификаты CE, BFE & GT; 99%, стандартный тип II / тип IIR
- 6) латекса, легкое дыхание, экологически чистые
- 7) Мульти использование: хирургическое, грипп, протекторы пыли, стоматологи, салоны, общее обслуживание и т.д.

### **Упаковка, не маски сплетенным**

50шт / коробка, 40boxes / CTN, 52x38x30cm;

1 \* 20 GP контейнер может содержать 1000000 штук масок;

1 \* 40 HC контейнер может содержать 2,450,000 штук маски.

Мы также можем сделать упаковку как ваши требования.

### **Торговые условия больничной маски**

MOQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
Образец	Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

### **Изображение больничной маски**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

