

Антивирусное и противовирусное маска для лица, IIR холодные хирургические маски, гигиена рта крышка

Особенности противовирусного маски для лица

- 1) 100% новый и высокое качество
- 2) Цвет: светло-голубой, у нас есть десять цветов полностью
- 3) Размер: пригл. 6.70 * 3.70inch / 17 * 9.4cm (длина * ширина)
- 4) обеспечивать некоторую защиту от пыли, или некоторые ядовитые вещи.

Ткань прохладной хирургических масок

- 1) 1^{улица} слой: наружный слой, полипропиленовой ткани, белый, это мягкая и дышащая.
- 2) 2^й слой: средний слой, фильтровальная бумага, белый, он может фильтровать грязь, раздражитель, канцерогенов вещества и бактерии, BFE \geq 99%.
- 3) 3^й слой: внутренний слой, полипропиленовой ткани, белый, это мягкая и дышащая, жидкость устойчива, охрана окружающей среды.

Упаковка крышки рта

Спецификация	Нормальная упаковка	Размер коробки	1 * 40 HQ контейнер может держать (шт)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	52 * 19 * 42cm	3,280,000 шт
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 37 * 30cm	2,400,000 шт

Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями

Изображение крышки рта



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

