

BFЕ99 одноразовые медицинские маски для лица, одноразовые чехлы рот, одноразовые хирургические маски производителя

Особенность одноразовых медицинских масок для лица

- 1) Трехмерный дизайн: указания по борьбе с SARS маски, стерилизация, против гриппа, пыль
- 2) С носовым зажимом: гибкий светильник, фиксированный
- 3) Тонкая кромка: край полный тепловой герметизации технологического пакета
- 4) Высокий эластичный шнур: гипоаллергенный материал

3 слой одноразовых крышек рта

Уровень 1

Наружный слой, белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Саргі синий / бордовый / черный цвет,

ПП слой, водоотталкивающие, чтобы предотвратить попадание жидкости маску.

2-го уровня

Средний слой, белый цвет назначения из расплава взорван, высокой фильтровальной бумаги, эффективно предотвращая микро пыль и бактерии.

3-го уровня

Белый цвет, PP Non Woven, мягкие и удобные

Размеры и упаковка одноразовой хирургической маски

- 1) Размеры: 17,5 * 9,5 см
- 2) петли уха: 16 см, относительное удлинение от 220% -260%
- 3) Упаковка: 50 шт в коробке, 2000 шт в коробке
- 4) Размер коробки: 18 * 10 * 7 см, размер коробки: 52 * 38 * 30см

Характеристики из одноразовые хирургические маски

| | |
|----------|--|
| материал | PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven |
|----------|--|

| | |
|-----------------|---|
| вес ткани | Может быть как ваш запрос |
| петля уха | Завяжите на или ушной петли |
| Размер | 17.5 * 9.5cm, или как ваши требования |
| цвет | белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Сargi синий / бордовый / черный |
| упаковка | 50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование |
| дизайн упаковки | все внутренняя коробка и наружная коробка печать может быть как ваш дизайн |
| Приложения | больницы, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д. |

Фотографии одноразовых медицинских масок для лица





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

