

Одиночная упакованная одноразовая маска для лица

описание продукта

Одноразовые 3 слоя не сплетенные ушные петли защиты высокой фильтрации маска для лица поставщиков

Изготовлен из трехслойных слоев, внутри и внешних слоев являются PP, не сплетенные, средний слой - высокий стандарт 99 фильтровальной бумаги. С стилем ушей петли.

Преимущества

1. Производитель. Производитель, ISO CE FDA Сертифицирован 3PLY Non Woven Одноразовая хирургическая маска для лица, любые цвета.
2. Оделяют: синий, белый, розовый, желтый, черный, и т. Д.
3. Летательность: 1 000 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершена в течение 10-15 дней;
4. Laxet БЕСПЛАТНО, Легкое дыхание, экологически чистые, укладки OEM, обслуживание в течение 24 часов.
5. Другие, гипоаллергенные, удобные, высокая воздухопроницаемость, стекловолокно бесплатно, латекс бесплатно
- 6, может быть один упакован.

Характеристики

Материал	3PLYPLE, PP Non Woven 25G + фильтр 25G + PP Non WOVN 25G
Характерная черта	Дружелюбная кожа, Гипоаллергенная, Удобная, Высокая воздухопроницаемость, Fiberglass Free, Latex Free
Стиль	Эластичный контур уха (без латекса)
Размер	17,5x9,5 см (взрослый)
Цвет	Белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный, яблоко зеленый, черный, (все цвета могут быть доступны)
упаковка	Нестерильные: 50 шт. / Коробка, 2000 шт. / CTN или 1000 шт. / CTN
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна
размер коробки	52x38x30см
Приложения	Больничный клинический медицинский персонал и пациенты. Бесплатная мастерская, лабораторная, пищевая промышленность, электронные производства и так далее
МОQ	100000 шт
Образец	Может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Срок поставки	1 * 40HQ может быть завершен в течение 7-10 дней. У вас количество (2 млн. ПК в день)

Порт FOB

Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

Упаковка и доставка

Не стерильные: 50 шт. / Коробка, 40 коробок / CTN

наши сервисы

1. Обеспечить продукцию высочайшего качества

Профессиональная команда QC строго контролирует каждый шаг производства до нагрузки.

2. Самое быстрое время доставки

Если срочно, 1 * 40хк может быть завершен в течение 5-7 дней!

Обычно 1 * 40HQ может быть завершен в течение 10-15 дней!

Занятый сезон, 1 * 40хк может быть завершен в течение 25-30 дней!

3. Самая разумная цена

Постоянно инвестируйте в улучшение наших квалифицированных работников, продуктов и процессов для минимизации стоимости каждого шага!

4. Сладкая и быстрая служба

Наши работники всегда будут так терпеливо сделать ответ на ваши вопросы

в течение 5-10 минут.

5. Мы также можем помочь источникить подключенные продукты.

Помимо всех видов одноразовых медицинских изделий, мы также можем помочь вашему источнику подключенные продукты как ваш спрос!

Информация о компании

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd («Orient Honest») - это глобальная разработка продуктов и непосредственно производственная компания, которая специализируется на инновациях и экономически эффективных медицинских и защитных материалах. Orient Honest расширился до наших обширных продуктов, таких как всевозможные одноразовые защитные комбинезоны, хирургические платья, лабораторные пальто, маски для лица, простыни, хирургические колпачки, оболочки для обуви, рукава рычагов, дождевые пончо, фартуки, марлевые тампоны, хлопковые рулоны на.

Orient Honest - это быстрорастущая компания, удовлетворение клиентов всегда является нашей миссией и целями. Наша приверженность постоянному улучшению наших производственных процессов, повышение производительности продукта и разработки новых экономически эффективных продуктов для удовлетворения потребностей различных клиентов и рынков. Все наши продукты соответствуют международным стандартам качества, такие как

ISO13485, CE, FDA.

Наши товары уже экспортируются в Европу, Северную Америку, Южная Америка, Азию и так далее.

<https://www.china-disposable.com/products/surgical-safety-black-face-mask.html#.ymxfj2gzauk>.