

Показания к СРЕ анти занос бахилы:

СРЕ медицинские одноразовые бахилы для больниц, 45x16cm, синий может быть использован для больницы, мастерской пыли, лаборатории, пищевой промышленности, производства электронных и так далее.

Он также может быть использован для больничных клинических медицинского персонала и пациентов.

Преимущества продукта:

- 1, имеющийся материал: СРЕ
- 2, размер: 45x16cm, мы также можем сделать 38x15cm, 40x15cm, 40x17cm, 45 * 18cm
- 3, хороший защитный, легкий, без латекса
- 4, использование швейной или автоматической технологии, удобство ношения
- 5, Доступные цвета: синий, белый, зеленый, желтый, красный

Контроль качества:

1. Мы не начнем делать продукты до тех пор, пока подтвердить образец.
2. Упаковка будет водонепроницаемым, влагостойкие и запечатаны

Спецификация анти крышки скольжения СРЕ обуви:

Название предмета	СРЕ бахилы
Тип:	Фабричные или шитье
материал	СРЕ1.5-6g
цвет	Синий, белый и т.д.
Размер:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Упаковка:	100шт / мешок, 2000pcs / CTN
Приложения	Бытовая, гостиница, фабрика электроники, фармацевтическая фабрика, больница и другие очистки рабочей среды
суточный выпуск	80000 шт / день
Условия оплаты	T / T, PayPal, Вестерн Юнион, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Срок поставки	Capacity: 200,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней;
сертификат	CE / ISO13485
франко гавань	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

Подробности изображение обложки СРЕ обуви:



