

Китай лучший завод для жидкостных устойчивых белых микропористых одноразовых чехлов для обуви

Особенность одноразового использования ботинки

- 1) Без латекса, коленный, подходит для медицинской изоляции, пищевой промышленности, производства, строительного и гигиенического применения.
- 2) Дышащие и устойчивые к воздействию жидкости многослойный материал, высокая степень чувствительности и высокая прочность, обеспечивая высокая защита.
- 3) Микропористые ботинок - хороший выбор для мокрых и сухих ситуаций где требуется барьер и отталкивание.

Защищает от нетоксичной жидкости спрей, грязь и пыль.

- 4) Размер крышки багажника: 15 "x 16" или как ваши требования.

Цвет: белый

Технический данные одноразовых чехлов Microporous

материал	микропористой
цвет	белый
Стиль	Ручная работа или машинное оборудование
Размер	15 "x 16", или как ваш требования.
упаковка	10pcs / roll, 100pcs / bag, 1000pcs / ctn, или как ваше требование
заявка	Чистая комната, медицинская, фармацевтическая, нетоксичная жидкость обработки, промышленного и общего использования.

Фотографии белых одноразовых чехлов Microporous



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

