

## **Китай лучшим производителем для ушной маски, одноразовые маски для лица для аллергии, meidcal маска анти вирус**

### **Спецификация ушной маски для лица**

- 1) Размер: 17,5 x 9,5 см, один размер подходит наиболее
- 2) Адаптивный бар нос, нет стимула к коже человека
- 3) Цвета: белый / розовый / зеленый / синий / желтый, мы имеем 11 цветов полностью
- 4) Высокая эффективность фильтра, фильтр пыльцы, пыли и бактерий, BFE% & GT; 99%5)
- Устойчивость к проникновению синтетической крови 120mmHg
- 6) Соответствует EN14683 и FDA стандарт качества

### **Ткань материал лицевых масок для аллергии**

- 1) Это нетканый материал, не токсичен, без раздражения, мягко и удобно;
- 2) Внутренний PP нетканый материал с антибактериальным эффектом;
- 3) Средний это эффективный фильтрующий слой (сортовые продувкой расплава ткани);
- 4) Внешнее это здоровье Оценка печати спанбонд из полипропилена.

### **Упаковка маски анти-вирус**

Спецификация	Нормальная упаковка	Размер коробки	1 * 40 HQ контейнер может держать (шт)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	52 * 19 * 42cm	3,280,000 шт
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 37 * 30cm	2,400,000 шт
Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями			

### **Изображение ушной маски для лица**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

