

Китай лучший поставщик для госпитальной хирургической бороды маски, одноразовые маски для лица борода, поли крышка борода

Показания к хирургической маске бороды

Он широко используется в больнице, гостиница, ресторан, процесс еды, общественного питания и промышленности.

Ткань материал одноразового использования бороды маски для лица

100% полипропилен нетканые, не раздражает и мягкий

Размер: 19 ", 21"

Упаковка бороды крышки

100 шт / полиэтиленовый пакет, 1000 шт / коробка, Ctn размер: 26 * 22 * 32см

100 шт / полиэтиленовый пакет, 2000 шт / коробка, Ctn размер: 52 * 23 * 26см

Хранение хирургической маски бороды

- 1) Продукт будет сохранять свои свойства при его хранении в сухом месте при температуре от 10 ° до 30 ° C
- 2) Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Выброшенный

- 1) После завершения использования могут быть переработаны или сжигаются.
- 2) Упаковка должна быть депонированы в соответствующий контейнер для утилизации

Торговые термины одноразового бороды маски для лица

МОQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
Образец	Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

Изображение бороды крышки

