

## Product details

### Спецификация квадратного одноразовой гигиенической простыней

материал	PP,SMS, микропористой
цвет	Белый, синий, желтый, зеленый или т.д.
Стиль	Плоский стиль
Размер	S ваш запрос
MOQ	5000 шт
пакетАГИНГ	Стерильные: 1 шт /бумага пластик мешок, 50 шт / СТН Non-стерилизовать: 5 шт / мешок, 50 шт / кор Или как ваши требования

### Индикация синей простыне с плоской стиле, смс плоский лист кровать для больницы

- 1) Это биологически и экологически чистые, Мягкая, гигиенично, безвреден для кожи, сейф,
- 2) Применить к медицинской, гостиница, использование красоты, ядело для использования во всех областях, где короткие туры частой смены постельного белья требуется или где отмывание является проблемой.

## Product display



## The regular shipment way



## Our business process

