

Введение одноразовой крышки для волос:

1. Прямо производитель, одноразовые колпачки, белый, черный, синий, коричневый.
- 2.ISO, CE, хорошая защита, латекс свободный, легкий вдох, e-co friendly,
- 3.Capacity: 200,000pcs / day, 1 \* 40HQ можно закончить не позднее 10-15 дней;
- 4.OEMpacking дизайн, обслуживание в течение 24 часов.

Колпачок для волос:

Он выполнен из нейлона, пошив.

преимущества

1. Хорошая защита, легкий вес, без латекса

Стиль 2.sewing, удобное ношение

- 3.White, черно, голубо, коричнево можно быть имеющимся.

Показания к применению:

Для пищевой фабрики, больницы клинических медицинских и пациентов, пылевой магазин.

Упаковка:

100pcs / мешок, 1000pcs / коробка

Спецификация крышки нейлоновой сетки:

материал	Нейлон 16 г
Стиль	круглые шапки
Эластичный	один эластичный
Размер	18' », 19' », 20' », 21' », 22' », 24' »
цвет	белый, черный, синий, коричневый
упаковка	Нормально: 100pcs / bag, 10bags / ctn, 1000pcs / ctn.
сертификат	CE, ISO13485, FDA
МОQ	100000pcs
Образец	Свободные образцы можно закончить через 2 дня
Модель	Нейлоновая сетчатая крышка