

Введение одноразовых микропористых [фартук](#):

1. Он изготовлен из микропористой, водонепроницаемой и пылезащитной.

Край 2.The может быть полным подшитым или подшитым наполовину.

3. Он также может быть использован для общего назначения, очистки и обслуживания, пищевой промышленности и т. Д.

микропористая [фартук](#):

Изготовлен из микропористого

преимущества

1. Одноразовый, легкий, удобный, дышащий, пылезащитный
2. CE и ISO сертифицированы
3. Фабрика прямой

Показания к применению:

Общее назначение, Уборка и техническое обслуживание, Пищевая промышленность, Медицинская, Больничная, Лабораторная, Фармацевтическая, Рабочее место

Упаковка:

5 шт. / Пакет, 50 шт. / Коробка или как запрос клиента

Спецификация микропористого фартука:

Наименование товара:	Микропористый нетканый материал <a href="#">фартук</a>
Тип:	одноразовый
Материал:	микропористой
Особенность:	Мягкий, удобный, пыленепроницаемый
Цвет:	белый
Упаковка:	5 шт. / Пакет, 50 шт. / Коробка
Сертификат:	CE / ISO13485
Использование:	Общего назначения, чистка и уход, чистые помещения и т. Д.
порт	Шанхай или Ухань




orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

