

Product details

Введение Китай производитель PP одноразовые колпачки

Одноразовые колпачки изготовлены из PP нетканого материала, пошива и автоматического стиля, в том числе начес шапки, шапки клип, доктор шапки, ЭСТ.

Преимущества Китай производитель PP одноразовые колпачки

1. Хороший защитный, легкий вес, латекса.
2. Используйте технология пошива, комфортного ношения.
3. Любые цвета могут быть доступны.
4. Использование экологически чистых материалов.

Характеристики Китай производитель PP одноразовые колпачки

материал	SBPP / SPP / PP нетканый материал,
граммаж	SBPP 10 г
Стиль	Упругие (латекс), одно- и двойной эластичной стиль
Размер	21 ", или 18 ", 19 ", 24"28 "
цвет	Розовый, голубой, белый, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)
упаковка	100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
Размер коробки	58x25x27cm
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов. Пылесухость семинар , лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.
MOQ	100000 PCS

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / P в наличии;
4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!