

Мы производим следующие виды одноразовые маски :

- 1) 3ply или 2 слоя из нетканого маска для лица
- 2) 2 слой или 1ply бумага маска для лица
- 3) 4 слоя с активированным углем маска для лица

Параметры одноразовые маски для больницы

- 1) Материал: PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
- 2) Цвет: белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Capri синий / бордовый
- 3) Ухо петля: галстук или эластичная петля уха
- 4) Размер: 17,5 * 9,5 см для взрослых;
14,5 * 9,5 для детей;
12.5 * 7.5cm для ребенка
- 5) Нос бар: пластик или металл, гибкий, слесарно фиксированной

наш одноразовые ушной крючок маска для лица могут достичь следующие стандарты качества:

- 1) Соответствуют EN14683: 2005
- 2) эффективность Бактериальной фильтрации (BFE%) & GT; 99%.
- 3) стандартного типа IIR, устойчивость к проникновению синтетической крови 120mmHg.

Упаковка одноразовые маски

Спецификация	Нормальная упаковка	Размер коробки	1 * 40 HQ контейнер может держать (шт)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	52 * 19 * 42cm	3,280,000 шт
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 37 * 30cm	2,400,000 шт
Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями			

Фотографии одноразовые маски для больницы



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

