

Product details

Основные функции включают в себя

- 1) Пациент перевод лист электроннойКонструкция ASY-скольжения, Ультразвуковая заварены
- 2) Рабочие характеристики ткани является чрезвычайно сильным,Полипропилен 100gsm вверх, или PP + PE 100gsm вверх,
- 3) Передача слайдов листа может держать вес 300 LBS вверх, esilitates безопасный и простой передачи пациентов,
- 4) Легкий вес, Lтекс бесплатно,компактно и легко хранить
- 5) Одноразовый-защиты персонала и пациентов от перекрестной инфекции, сОСТ эффективное
- 8) регулярный размер одноразовая нетканая передача листа : 195см * 85см, или как ваши требования.

Спецификация листа

материал	PP, PP + PE
цвет	Белый, синий, зеленый....и т.д
Стиль	Ультразвуковая заварены, С отверстием в боковой длины
Размер	195см*85см (могут быть сделаны в соответствии с требованиями клиента)
заявка	Больница, кризисный центр
MOQ	5000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW,паupal
Возможность поставки	10,000pcs /день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	В зависимости от количества, Как правило, 30 дней после сдачи на хранение
детали упаковки	Стерильные: 1 шт /бумага пластик мешок, 50 шт / CTN Non-стерилизовать: 1 шт / мешок, 50 шт / кор Или как ваши требования

Внимание одноразового использования нетканого листа передачи:

- 1) Хранить в сухом и прохладном месте ;
- 2) Пожалуйста остановись с помощью если Это'S загрязнен ;
- 3) Использование в больница или отель где люди хотят, чтобы сэкономить время очистки.

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

