

Product details

Введение Китай производитель для белого комбинезона ПП:

1. Материалы: Изготовлен из нетканых материалов
материал граммаж информация:
Spunbond полипропилен (20-65gsm)
PP + PE (полипропилен с полиэтиленовой пленкой) (35-65gsm)
SMS (Spunbound аэродинамическим способом из расплава Spunbound) (20-65gsm)
Микропористой (SF) (40-65gsm)
2. Стил: с капюшоном, с двухсторонней застежкой-молнией спереди, эластичные манжеты и лодыжки, упругие на талии
3. Характер: Уникальный дизайн один кусок, который покрывает весь корпус, удобство и легко носить и выключается
4. Размеры: S-6XL
5. Цвет: белый
6. Упаковка: 1 шт / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор, 5pcs / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор
1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / CTN, 10pcs / полиэтиленовый пакет, 100шт / кор.

Характеристики Китай производитель для белого комбинезона ПП

имя	Китай производитель для белого комбинезона из ПП, одноразовые нетканые живописцев спецодеждой, комбинезона костюм одноразового использования для продаж
Размер	S: 96 * 124cm M: 100 * 130cm L: 107 * 136cm XL: 110 * 140cm XXL: 114 * 144cm
материалы	PP38g
Стил	с капюшоном, с двухсторонней застежкой-молнией спереди, эластичные манжеты и лодыжки, упругие на талии
МОQ	5,000pcs
цвет	белый
Применение	Для получения медицинской безопасности защитной, асептический цех, защитной изоляции, горнодобывающей промышленности завод электроники, пищевой завод сельскохозяйственного животноводства Biohazard и так далее.
упаковка	1 шт / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор, 5pcs / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор 1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / CTN, 10pcs / полиэтиленовый пакет, 100шт / кор
Срок поставки	1 * 40HQ контейнер может быть завершен в течение 15-20 дней.
черты	Защитное использование безопасность, легкий вес, удобство, гибкий, экономичный, мягкий.
Путь компенсации	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, PayPal
Сертификаты	ISO13485. CE, FDA

Политика образца:


- 1, предложил бесплатные образцы.
2. Образец согласно вашему чертежу конструкции. Время выборки: 2-5 дней.
3. Создайте свой собственный образец, а затем переделать его.
4. Существующие примеры Время выборки: 1 день.
5. Сделайте массовое производство после вашего подтвердить образец.

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Вы производитель или торговая компания, и когда была ваша компания создана?

A: Да, мы непосредственно производителем, наша фабрика была основана в 2003 году, мы имеем нашу собственную компанию экспортированную прав в 2013 году.

Вопрос: 2. Что годовой оборот для вашей компании?

Ответ: Как правило, она составляет около \$ 18 миллионов 20 миллионов, он по-прежнему в выращивании.

Вопрос: 3. Есть ли у вашей компании есть какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?

A: Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет Нельсоном.

Вопрос: 4. Can я получаю бесплатные образцы для проверки качества? Сколько времени я

могу получить его?

А: Да, наши образцы могут поставляться бесплатно в течение 3-7 дней.