Представление о Китай производитель хирургические врачи крышки:

Аттестация: CE / ISO13485 / FDA

Место происхождения: Китай

материал : РР нетканый

цвет: зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный, белый,(Все

цвета могут быть доступны)

Стиль: двойные заглавные буквы Упругая заколка

Вес: 10 г, или 11д-30д

Размер: 21 "

Детали упаковки: 100 шт / мешок, 20 шт / кор,

Особенности Китай производитель хирургические врачи колпачков:

- 1. Ecofriendly, дышащий, здоровье, nonirritant, экономичный, мягкий, дышащий, легкий и Comfor стол.
- 2. Различные дизайн продукции предоставляется по Вашему запросу.
- 3. Образцы и настройки доступны.
- 4. Латекс, один класс рейтинг воспламеняемости.

характеристики Китай производитель хирургические врачи колпачков:

материал	PP Non Woven
вес	 10-30g

Стиль Упругие (латекс), одно- и двойной эластичной стиль

Размер 18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "

цвет синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный,белый,

зеленый, (Все цвета могут быть доступны)

упаковка 100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN

дизайн упаковки Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн

размер коробки 58х25х27ст

Приложения Клиническая больница медицинского персонала и пациентов.

без пыли семинар, лаборатория, пищевая промышленность, электронная

производств и т.д.

MOQ 100000 PCS

Фотографии Китай производитель хирургические врачи крышки:



