

Введение Китая завод на 19 " единой упругой клип крышкой:

Китай установка для одного Упругая заколка колпачка 19 ", сделанному SBPP нетканого материала и плиссированные эластичная

группа , сертифицированы CE и ISO13485. Также называется одноразовым полоса cap.Use для стоматолога и врача

чтобы защитить волосы чистыми для их повседневной работы.

Характеристики Китая завод на 19 " единой упругой клип крышкой:

Продукт:

Китай завод по 19 " одной упругой клип крышкой, нетканых зубных зажима колпачков, стоматолог клип моб начес шапка

Материал:

Нетканые С. с резинкой

Вес бумаги:

10г ~16г

Стиль:

Single эластичное или двойной эластичный

Размер:

19 ", или 18 ", 20 ", 21 ", и т.д.

Цвет:

Белый, зеленый, желтый, Синий, и т.д,

MOQ

100,000pcs

Упаковка:

100шт / мешок; 2000pcs / CTN

Заявка:

для домашнее хозяйство, медицинская, хирургическая, фармацевтическая, лабораторными, промышленный секторы, картина, Уборка помещений и т.д.

Место хранения:

Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад

Условия платежа:

T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, и т.д..

Другие услуги:

OEM и персонализированный логотип / бренд

Аттестация:

CE, ISO13485

Заявка:

Китай завод по 19 " одной упругой клип крышкой, нетканых зубных зажима колпачков, стоматолог

клип моб начес шапка

может быть использован для домашнего хозяйства, стационар, лаборатория, продукты питания, электронный промышленность, Предотвращение и изолировать пыль, частицы, и т.д., САп защита визит. Экономические и одноразовые. Соответствуют гигиенический стандарт.

Упаковка:

100 ПК / мешок, 20 мешков / CTN, размер коробки: 58x25x27cm.

1 * 20 контейнер может загрузить 715ctns, всего 1430,000 шт.

1 * 40 контейнер может загрузить 1737ctns, всего 3474,000 шт.

Политика образца:

1. Образец согласно вашему чертежу конструкции. Время выборки: 3-5 дней.
2. Создайте свой собственный образец, а затем переделать его.
3. Существующие образцы Время выборки: 1день.
4. Сделайте массовое производство после того, как вы подтвердите образец.

Фотографии Китая завод на 19 " единой упругой клип крышкой:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



