

Описание одноразовых Нетканые халата:

1. Directly производствор, одноразовый лабораторный халат, любые цвета.
2. ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, микропористой,
3. Capacity: 10,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней;
4. Хороший барьер для жидкости и дышащий, OEM дизайн упаковки, обслуживание в течение 24 часов.
5. одноразовый лабораторный халат изготовлена из высококачественного изолирующего защитного материала.

Особенности располагаемого Нетканые халата:

1. Hand шитье, молния спереди, полный разрез, передний открытый, с капюшоном.
2. Non-раздражающим, антибактериальные свойства, хорошая прочность на растяжение, Безворсовая, Превосходная воздухопроницаемость и антистатические, ударопрочность, мягкие, удобные.

Упаковка одноразовых Нетканые халата:

Нормальная упаковка: 5 шт / мешок, 10bags / коробка, или 1шт / мешок, 50pcs / коробка.
Ваш логотип может быть напечатан на внутренней коробки и наружной коробки.

Таблица размеров из нетканых текстильных халата :

| Халата ДИАГРАММА РАЗМЕРА (Заказной размер приветствуется) | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------|
| CM | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| ВЫСОТА | 100 | 103 | 107 | 110 | 112 | 113 | 120 | 120 |
| КОМОД ДЛИНА | 132 | 135 | 137 | 140 | 142 | 147 | 150 | 158 |

Спецификация нетканых одноразовые лаборатории пальто:

| | |
|-------------------------|--|
| Продукт: | Одноразовая лабораторный халат |
| Материал: | PP Non-Woven |
| Вес бумаги: | 18-50gsm |
| Стиль: | длинные или короткие рукава; упругое или вязать манжеты; отворот / подставка / раунд / вязаный воротник по желанию с / без кармана; с помощью кнопки захвата или липучкой закрытия |
| Заявка: | для медицинской, фармацевтической, лабораторным, workshop секторе |
| Цвет: | Синий , белый, темно-синий, и т.д., по желанию |
| МОQ | 5000шт |
| Упаковка: | 5 или 10pcs / мешок; 50 или 100шт / CTN; |
| Место хранения: | Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад |
| Условия платежа: | T / T, PayPal, Вестерн Юнион, L / C, D / A, D / P, ESCROW, |
| Другие услуги: | OEM и персонализированный логотип / бренд |
| Аттестация: | CE, ISO13485 |
| Срок поставки | Capacity: 10,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней; |

Фотографии одноразового использования нетканого халата:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

(1) Вы производитель или торговая компания?

Мы являемся производителем расположен в городе Xiatao, Хубэй. Приглашаем посетить наш завод.

(2) Могу ли я получить образцы к качеству тест? Малый заказ тропки приемлемо?

Да, мы хотели бы отправить вам образцы для оценки. Малый заказ тропки также приветствуется.

(3) Можете ли вы предложить индивидуальное обслуживание?

Да, настроить размер и бренд OEM доступны.

(4) Что ваши основные продукты?

Наша основная продукция включает в себя одноразовые маски для лица, одноразовые пыльный крышки, одноразовые комбинезон, Лабораторный халат, хирургический халат, одноразовые фартук, бахилы и т.д..

(5) Каково ваше время доставки?

Как правило, в пределах 15 дней для 20feet контейнера.