

Введение

1. материал: РР не ткан
2. стиль: два кусочка, с капюшоном, без ботинок, эластичные наручники, эластичные лодыжки,
3. Упаковка:
1пк/полибаг, 25пкс/КТН
5пкс/полибаг, 25пкс/КТН
1пкс/полибаг, 50пкс/КТН
10пкс/полибаг, 100пкс/КТН
4. Заявка: используется в качестве защитного, стериль рабочего совещания, защитной изоляции, Фабрика по производству полезных ископаемых, Пищевая фабрика сельскохозяйственная животноводство и так далее.

Спецификации

Имя	Китайская 2-я не тканевый оранжевый одноразовый комбинезон
Размер	S-5ксл
Материала	Пп45г
Цвет	оранжевый
МОК	5000пкс
Стиль	1. с капотом не загружается, 2 куса (брюки и сверху) 2. эластичность в запястье и лодыжках, эластичная на капоте, 5км эластичность вокруг талии. 3.Но поверх, без кнопок и без зацепа и петли на вершине. Стык в середине передней части переднего края.
Упаковки	1суит/полибаг, 50суитс/КТН или как ваш запрос
Время доставки	о 30дайс
Способ оплаты	T/t, l/c, d/a, d/p, западный союз, Депозитный счет, PayPal
Пример	может быть предоставлено бесплатно
Сертификат	Исо13485, FDA
Приложений	используется в целях охраны здоровья, стериль рабочего совещания, защитной изоляции, фабрики горнорудной электроники, пищевой фабрики сельскохозяйственных животных и т. д.
Функции	Защитная безопасность, легкий вес, удобство, гибкость, экономичность, мягкая.
Проектирование упаковки	как ваши требования