

Введение Тип 5 Тип 6 непроницаемым комбинезона:

1. Материалы: микропористой пленки 60g
2. Стил: С капюшоном, нет ботинок, застежки-молнии спереди с клапаном, эластичные манжеты и лодыжки, с упругим на талии.
3. Характер: Уникальный дизайн один кусок, который покрывает весь корпус, удобство и легко носить и выключается
4. Размеры: S-6XL
5. Цвет: желтый.
6. Упаковка: 1 шт / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор, 5pcs / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор
1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / CTN, 10pcs / полиэтиленовый пакет, 100шт / кор.

Технические характеристики Тип 5 Тип 6 непроницаемым комбинезона:

имя	Китай Тип продукта спецодежда Комбинезон, тип 5 Тип 6 непроницаемым Комбинезон, химически стойкий комбинезон одноразового использования
Размер	S: 96 * 124cm M: 100 * 130cm L: 107 * 136cm XL: 110 * 140cm XXL: 114 * 144cm
материалы	микропористая пленка
грамм	SF60G
Стил	С капюшоном, нет сапог, застежка-молния спереди с клапаном, эластичные манжеты и лодыжки, с упругим на талии
MOQ	5,000pcs
цвет	желтый
Применение	Для получения медицинской безопасности защитной, асептический цех, защитной изоляции, горнодобывающей промышленности завод электроники, пищевой завод сельскохозяйственного животноводства Biohazard и так далее.
упаковка	1 шт / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор, 5pcs / полиэтиленовый пакет, 25шт / кор 1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / CTN, 10pcs / полиэтиленовый пакет, 100шт / кор
Срок поставки	1 * 40HQ контейнер может быть завершен в течение 15-20 дней.
Особенности	Защитное использование безопасность, легкий вес, удобство, гибкий, экономичный, мягкий.
Путь компенсации	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, PayPal
Образец	Образец бесплатно, может поставляться бесплатно для проверки в течение 2-х дней вашего качества

Сертификаты	ISO13485. CE, FDA
-------------	-------------------

Преимущества продукта:

1. Обеспечение надежных барьеров для водяного пара или крови и других жидкостей.
2. Безопасность для не носить, не стимулирует к коже.
3. Мягкая рука чувство и комфортно.
4. Экологически чистый материал, легкий и дышащий для тела ..
5. Отлично для рассеивания тепла тела
7. Может ли предотвратить загрязнение окружающей среды и поверхности этой одежды без пятен.

Показания к применению Китая спецодежда типа продукта комбинезона:

1. Для получения медицинской, хирургической, фармацевтической, лабораторным, промышленном секторе
2. Для предотвращения распространения жидкостей тела и содержания брызг крови и изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вторжение вируса.

Фотографии Китая спецодежда типа продукта комбинезона:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

