

## Product details

### информация для одноразовые носилки лист обложки

- 1) Белый цвет, Синий, зеленый и т.д.
- 2) Размер: 30 "x72", 30 "x84", 31"Икс77", 34"Икс90", могут быть сделаны в соответствии с требованиями клиента
- 3) Стил: оборудованная угловой
- 4) Бесплатные образцы не тканый кровать Лист для испытаний, Образцы могут быть предложены в 3 ~ 5 дней,

### Ткань листа раскладушка

#### 1. PP

Вес ткани: 20-65gsm.

PP материал изготовлена из гидрофобного полипропилена ,

Безлатексного; износостойкий; низкий ворса, с высоким уровнем гидрофобности жидкости.

#### 2. смс

Вес ткани: 20-65gsm.

смс изготовлена из гидрофобного SMS / Spun кружева материал,

Без латекса; износостойкий; низкий пуха; с высоким уровнем гидрофобности жидкости; хороший барьер

к алкоголь, кровь, жидкости организма и патогенных микроорганизмов.

#### 3) Микропористая

Вес ткани: 45-65gsm.

Материал водонепроницаемые и дышащие, хорошо проницаемость, с высокой стойкостью к механическим воздействовать

свойства ударной вязкости, текстуры.

#### 4) PP + PE

Вес материала: 40-65gsm.

полиэтиленовая пленка является покрытый из полипропилена нетканый материал,

Без латекса; износостойкий; полностью непроницаемый жидкость и алкоголь отталкивающее.

### **Торговые условия одноразовых простыней**

MOQ	5000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, paypal
Возможность поставки	10,000pcs /день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	В зависимости от количества, Как правило, 30 дней после сдачи на хранение

### **Product display**



## The regular shipment way



## Our business process

