

**Китайские поставщики лучшие для медицинской хирургической маски ушной лица,
нетканым маска для лица,
дыхательная маска фильтр**

Характеристики медицинской хирургической маски ушной лица

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
вес ткани	Может быть как ваш запрос
петля уха	Завяжите на или ушной петли
Размер	17.5 * 9.5cm, или как ваши требования
цвет	Белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Carpi синий / бордовый / черный
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и наружная коробка печать может быть как ваш дизайн
Приложения	Больница, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д.
MOQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
Образец	Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

Упаковка из нетканого материала маски для лица

50шт / коробка, 40boxes / CTN, 52x38x30cm;

1 * 20 GP контейнер может содержать 1000000 штук масок;

1 * 40 HC контейнер может содержать 2,450,000 штук маски.

Мы также можем сделать упаковку дыхательную маску фильтра как ваши требования.

Выброшенный

- 1) После завершения использования могут быть переработаны или сжигаются.
- 2) Упаковка должна быть депонированы в соответствующий контейнер для утилизации

Изображение дыхания фильтра маски



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



