

Product details

Производительность одноразового листа

1) Простыни имеют эластичные углы, которые предотвращают проскальзывание, которая не двигается при движении пациента.

2) Из-за различий в толщине матраса настоятельно рекомендуется запросить образец предыдущий

размещения заказа, чтобы обеспечить удовлетворение,

Спецификация одноразовой гигиенической простыней

ткань	Полипропилен, SMS, PP + PE, или микропористой
Стиль	Встроенная eLastic dESIGN, Идеально подходит для всех размеров и стилей убежища кроваток
функция	Влагоотталкивающий
Размер	83 "L x 35" W Или как ваши требования
упаковка	Индивидуально упакованные

Почему выбрали нас ?

1) Производитель с 12 летнюю историю в производстве больницы постельное белье и все виды одноразовых защитных продуктов;

2) Сильная сила производства: 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней;

3) РОтдел продаж romising: Обслуживание в течение 24 часов

4) страхование высокого качества: ISO9001, ISO13485, CE сертифицирована, FDA Зарегистрировано,

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers

