

Product details

Характеристики галстука на хирургических масок для лица, врача и крышки медсестра рта

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
Ткань ж8	Мог быть как вы заказали
петля уха	Завяжите на или ушной петли
Размер	17.5 * 9.5cm, или как ваши требования
цвет	белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон /CAPRI синий / бордовый / черный
упаковка	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваши требования
дизайн упаковки	все внутренняя коробка и наружная коробка печать может быть как ваш дизайн
Приложения	больницы, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д.

Хранение дышащей маски с носовым зажимом

- 1) Продукт будет сохранять свои свойства при его хранении в сухом месте при температуре от 10 ° до 30 ° C
- 2) Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



The regular shipment way



Our business process

