

Описание продукта

Одноразовые трехслойные нетканые противовирусные маски для ушей Поставщики масок с высокой степенью фильтрации

М трехслойный, внутренний и внешний слои выполнены из нетканого полипропилена, средний слой - это фильтровальная бумага высокого стандарта 99. Со стилем ушной петли.

Преимущества

1. Непосредственно производитель, ISO CE FDA сертифицировала 3-слойную нетканую одноразовую хирургическую маску для лица, любая цвета.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, тип II / тип IIR стандартный.
3. Производительность: 1000000 шт. / день, 1 * 40HQ можно закончить в течение 10 -15 дней;
4. Без лаксета, легкое дыхание, экологичность, дизайн упаковки OEM, обслуживание в 24 часа. часов.
5. Дружественный к коже, Гипоаллергенный, Комфортный, Высокая воздухопроницаемость, Без стекловолокна, Без латекса

Характеристики

Материал	3ply, нетканый полипропилен 25 г + фильтр 25 г + полипропилен нетканый 25 г
Функция	Приятный для кожи, Гипоаллергенный, Комфортный, Хорошая воздухопроницаемость, Без стекловолокна, Без латекса
Стиль	Эластичная петля для ушей (без латекса)
Размер	17,5 x 9,5 см (взрослый)
Цвет	белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный, яблочно-зеленый, черный (могут быть доступны все цвета)
упаковка	Нестерильно: 50 шт. / кор., 2000 шт. / кор. или 1000 шт. / кор.
дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонные коробки могут быть выполнены в соответствии с вашим дизайном.
размер коробки	52x38x30 см
Приложения	медицинский персонал и пациенты больниц. цех без пыли, лаборатория, пищевая промышленность, производство электроники и т. д.
MOQ	10000 шт.
Образец	Может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение одной недели.
Срок оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW

Срок поставки	1 * 40HQ можно закончить в течение 7-10 дней. в зависимости от количества (2 миллиона штук в день)
порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

Упаковка и доставка

Нестерильно: 50 шт. / коробку, 40 коробок / кор или 20 коробок / кор.

Наши услуги

1. Предоставлять продукцию высочайшего качества

Профессиональная команда QC строго контролирует каждый этап производства до загрузки.

2. Самый быстрый срок доставки

Если срочно, 1 * 40HQ можно закончить в течение 5-7 дней!

Обычно 1 * 40HQ можно закончить в течение 10-15 дней!

Напряженный сезон, 1 * 40HQ можно завершить в течение 25-30 дней!

3. Самая доступная цена.

Постоянно инвестируйте в повышение квалификации наших квалифицированных сотрудников, продуктов и процессов, чтобы минимизировать стоимость каждого шага !

4. сладкое и быстрое обслуживание

Наши сотрудники всегда будут терпеливо отвечать на любые ваши вопросы в течение 5-10 минут.

5. Мы также можем помочь найти подключенные продукты.

Помимо всех видов одноразовой медицинской продукции, мы также можем помочь вам найти подключенные продукты, например ваше требование!

Информация о компании

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd (" Orient Honest ") - глобальная разработка продукта и компания-производитель, которая специализируется на инновациях и экономичных медицинских и защитных расходных материалах. Orient Honest расширила свою линейку продуктов, включая все виды **одноразовые защитные комбинезоны, хирургические халаты, лабораторные халаты, маски для лица, простыни, хирургические шапочки, бахилы, рукава, дождевики, фартуки, марлевые тампоны, ватные тампоны** и так далее.

Orient Honest - быстрорастущая компания, удовлетворение запросов клиентов всегда является нашей миссией и целями. стремление к постоянному совершенствованию наших производственных процессов, повышению производительности продукции и разработке новых экономичных продуктов для удовлетворения требований различных клиентов и рынков. Все наши продукты соответствуют международным стандартам качества, таким как ISO13485, CE, FDA.

Наши товары уже экспортируются в Европу, Северную Америку, Южную Америку, Азию и т. д. на.