# Спецификация

## Ткань материал

">

Слой 1: РР без ткани

Слой 2: Высокая фильтрация

layer3: РР без ткани

">

#### Стиль

">

3 PLY, с круглым контуром ушей

## Размеры С. Изи

17,5 \* 9,5 cm

#### ткань w восемь

25.GSM + 25GSM + 25GSM, с должен быть как ваш запрос

#### цвет

w hite, малыш синий, малыш розовый, серый

# сертификат

ce, ISO13485, fda

## MOQ:

200000 шт

# дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

# Упаковка

5~0~шт. / b~Ох, 200~0~ПК s / ctn~или как ваше требование

#### Способность

2 миллиона ПК в день

# Срок поставки

7-30 дней

# Приложения

Больница, Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерска	R£