

Спецификация

Ткань материал

">

Слой 1: PP без ткани

Слой 2: Высокая фильтрация

layer3: PP без ткани

">

Стиль

">

3 PLY, с круглым контуром ушей

Размеры С. Изи

17,5 * 9,5 см

ткань w восемь

25.GSM + 25GSM + 25GSM, с должен быть как ваш запрос

цвет

w hite, малыш синий, малыш розовый, серый

сертификат

ce, ISO13485, fda

МОQ:

200000 шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

5 0 шт. / b Oх, 200 0 ПК s / ctn или как ваше требование

Способность

2 миллиона ПК в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

Больница, Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская