

## **Недвижимость из Одноразовый 3 равный хирургический тип IIR маска**

Все маски изготовлены из самых качественных материалов, обеспечивая отличную защиту и превосходный комфорт:

- Невинные материалы гладкие и удобные для устранения раздражения кожи
- очень дышащие строительные слои остаются прохладными, даже в течение длительных случаев
- Супер мягкое ранроп делает удобное ношение в течение длительного времени

## **Спецификация Одноразовый 3 равный хирургический тип IIR маска**

">	">
Материал ткани	Слой 1: PP без ткани Слой 2: Высокая фильтрационная бумага Струйт3: PP нетканые
">	">
Стиль	3 PLY, с круглым контуром ушей
Размеры размера	17,5 * 9,5 см
Вес ткани	25GSM + 25GSM + 25GSM, может быть как ваш запрос
Цвет	белый, ребенок синий, ребенок розовый, серый
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	200000 шт
Дизайн упаковки	может быть как ваш дизайн
Упаковка	50 шт. / Коробка, 2000 шт. / CTN или как ваше требование
Способность	2 миллиона шт в день
Срок поставки	7-30 дней
Приложения	Больница, Лаборатория, Клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская

## **Картина Одноразовый 3 равный хирургический тип IIR маска**