

## **Нетканые одноразовые колпачки, одноразовые колпачки для медсестер, хирургические колпачки для начеса с одной резинкой**

Изготовлен из полипропилена нетканого, швейного и автоматического стиля.

### **Преимущества:**

- 1, хороший защитный, легкий вес, без латекса.
- 2, стиль шитья, удобное ношение.
- 3, белый, синий, зеленый, желтый, розовый, оранжевый, красный цвета могут быть доступны.

### **Показания к применению**

Для клинических медицинских учреждений и пациентов, беспыльный цех, пищевая фабрика.

### **Упаковка зажимов**

100 шт. / Пакет, 2000 шт. / Коробка. Размер коробки: 58 \* 25 \* 27 см 1 \* 20 футов можно загрузить 715CTNS, всего 1430000 шт. 1 \* 40HQ может загрузить 1737CTNS, всего 3474000 шт.

название	Одноразовые хирургические нетканые эластичные колпачки
материал	ПП 10-30г
Стиль	Пуховая шапка, кепка, моб кепка, докторская кепка
цвет	белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, оранжевый и т. д.
упаковка	100 шт. / Пакет, 2000 шт. / Ctn
дизайн упаковки	вся внутренняя печать сумки и коробки может быть как ваш дизайн
МОQ	100,000pcs
Образец	Может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней.
Способ оплаты	T / T, Paypal, западное соединение, L / C, D / A, D / P
Срок поставки	Емкость: 200 000 шт. / День, 1 * 40HQ может быть завершено в течение 10-15дней.
FOB порт	Ухань / Шанхай / Ningbo / Гуанчжоу

### **Картина одноразовые начес**















[Http: // https: //membercenter.made-in-china.com/](https://membercenter.made-in-china.com/)