

Все платья изготовлены из материала высочайшего качества, обеспечивая отличную защиту и превосходную комфорт:

Отличный материал, водонепроницаемый и прост в использовании,

С петлей для большого пальца, удобной и простым в работе, с связями за талию может быть регулируемым в соответствии с различными циркуарами, лучше подходит для вашего тела.

Различный размер может быть настроен в соответствии с различными требованиями

Материал ткани	CPE
Стиль	Длинные рукава с большим пальцем, с связями за талию
Размеры размеров	S-5XL
Вес ткани	30-70 г, может быть как ваш запрос
Цвет	белый, маленький голубой
Сертификат	ISO 13485, CE, FDA
Могил	100000 ПК
Упаковка	1pcs/bag, 10 шт./Средняя сумка, 200 ПК/картон
Капбалис	60000 ПК/день
Срок поставки	7-30 дней
Заявление	Лаборатория, клиника, пищевая промышленность, семинар без пыли
Упаковочный дизайн	может быть настроен как ваш дизайн



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

