

Материал для комбинезонов.

#### 1. PP.

Резать Изготовлен из гидрофобных полипропиленовых материалов, латексных бесплатных; износостойкий; Низкое волокно; с высоким уровнем отталкивающей жидкости.

Цвет: Белый, зеленый, синий, красный, желтый, оранжевый и так далее.

материал Вес: 20-65гсм.

#### 2 PP + PE.

Это сделано из PP + PE, латекс бесплатно, Избавляемая устойчивость, жидкость, которая действительно устойчива к жидкости и спирту.

Цвет: Белый, зеленый, синий, красный, желтый, оранжевый и так далее.

Тяжелый материал: 40-65 г.

#### 3 SMS

Он изготовлен из гидрофобных SMS / Spunlace материала, латекс; износостойкий; Низкое волокно; с участием высокий уровень отталкивания жидкости; хороший барьер для крови, жидкостей тела и Патоген.

Цвет: белый, зеленый, синий, красный, желтый, оранжевый и так далее.

Тяжелый материал: 35-65 г.

#### 4 Микропористый.

Проницаемость сильный, антистатический; Лучшая проницаемость, в различных органических растворителях, Сопротивление кислоты и щелочной коррозии одновременно с высокой устойчивостью к Влияние механических свойств вязкости, мягкой текстуры, удобно Это не раздражает нетоксичных сторонников, безвредных для кожи.

Доступный Цвет: белый, может также сделать красочные микропористые, Только MOQ будет 40 контейнеров HQ.

материал Вес: 45-65GSM.

Размер	S-5XL.
материал	Нетканый PP, SMS.PP + PE покрыты, микропористые
Грамм	45G -65OR в качестве запроса
MOQ.	10000 шт.
Цвет	Синий, белый, красный, темно-синий и др.
Стиль	1. с капюшоном без загрузки, 2.ellastic на запястье и лодыжках, эластичности в капюшоне, 5см упругость на галии. 3. Не существует молнии, без кнопок и нет крючков и петель в верхней части. Швы. Перед передней частью наверху.
Упаковка	1 шт. / Сумка, 50 смс / CTN или как ваш запрос
Срок поставки	1 * 40HQ Контейнер может быть завершён в 15-20дней.

Характерная черта	Использование защиты безопасности, легкий, комфорт, Гибкий, экономичный, мягкий.
Способ оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, PayPal
Образец	Бесплатные образцы, могут быть предоставлены бесплатно для проверки качества За 2 дня
Сертификат	ISO13485. CE, FDA, тип5 и 6
заявка	Используется в медицинской защите безопасности, асептические семинары, Защитная изоляция, электронная дочерняя фабрика, сельскохозяйственная ферма для животных Биофазардные фермы и так далее.