## Одноразовые стоматологические антистатические SMS-мансард с поставщиками тюльпанов

## Введение SMS-мансард с педалью

- 1. Доступны образцы и настройки.
- 2. Профессиональный контроль качества для контроля качества продукции. Все продукты соответствуют стандарту качества
- 3. Имейте достаточный опыт и получив высокую репутацию от наших клиентов во всем мире.
- 4. Быстрая оплата, быстрая доставка и конкурентоспособная цена.
- 5. Стабильное качество и лучшее послепродажное обслуживание.
- 6. Обслуживание ОЕМ имеющееся.

## **Технические характеристики SMS-мансардного звонка**

РМИ	Одноразовые стоматологические антистатические SMS-мансард с поставщиками тюльпанов
материал	СМС
Стиль	Нестерильный, верхний стиль, термоусадочная втулка с ультразвуком, эластичная в запястье с петлей Thumbs
Размер	S (110 * 130 см), M (115 * 137 см), L (120 * 140 см), XL (125 * 150 см), 2XL (130 * 150 см), 3XL, 4XL, 5XL.
вес	20G-65G
цвет	ЖЕЛТЫЙ
упаковка	non sterile, 10 ПК / мешок, 50pcs / ctn или 100pcs / ctn,
MOQ	5000PCS
Доставка	Один контейнер 40HQ может быть закончен в течение 15-25 дней
хранить	Хранить в сухом месте, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивные газы

## Фотографии SMS Gown With Thumb Loop

