

Информация о продукте:

1. Материал: нетканый полипропилен 100%.
2. Размер: 80 * 190 + 20 см, 90 * 200 + 20 см, 160 * 190 + 20 см, 160 * 200 + 20 см, 180 * 200 + 20 см или индивидуальный размер.
3. Эластичный: 5 мм по ширине + 30 см по длине.
4. Цвет: синий; Белый ; другой размер в наличии
5. Упаковка: 10 шт. / Пакет, 100 шт. / Картонная коробка

Показания

- 1, широко используется для спа, отеля, массажа, салона, одноразового использования
- 2, чтобы предотвратить распространение жидкостей организма и брызг крови, а также изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вирусы.

Характеристики:

Материал	Нетканый полипропилен 100%
Цвет	Белый, синий
Стиль	резинки по ширине
Размер	80 * 190 + 20 см, 90 * 200 + 20 см, 160 * 190 + 20 см, 160 * 200 + 20 см, 180 * 200 + 20 см или индивидуальный размер
упаковка	10 шт. / Кор., 100 шт. / Кор.
Масса	25-65гсм или индивидуально
Упаковка	Полиэтиленовый мешок с покрытием, затем бумажная картонная упаковка или индивидуальная
Особенность	Прочный, мягкий, одноразовый
использование	СПА, Гостиница, Массаж, Салон, Лекарство, Больница, Дом

Наши услуги:

1. Предоставлять продукцию высочайшего качества

Профессиональная команда QC строго контролирует каждый этап производства до загрузки.

2. Самый быстрый срок доставки

Если срочно, 1 * 40HQ может быть завершено в течение 5-7 дней!

Обычно 1 * 40HQ можно закончить в течение 10-15 дней!

Напряженный сезон, 1 * 40HQ можно закончить за 25-30 дней!

3. Самая доступная цена.

Постоянно инвестировать в улучшение наших квалифицированных рабочих, продуктов и процессов

минимизировать стоимость каждого шага!

4. сладкое и быстрое обслуживание

Наши сотрудники всегда так терпеливо ответят на любые ваши вопросы в течении 5-10 минут.

5. Мы также можем помочь найти подключенные продукты.

Помимо всех видов одноразовых медицинских изделий, мы также можем помочь вам найти подключенные товары по вашему запросу!