

## Основные характеристики / Особенности:

### 1. Размер продукта:

S M L XL XXL

### 2. Материал:

PP 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

SF 50-70см

PP + PE 30-60GSM

### 3. Материальное лечение:

Материал очистка

Против воды: да

Анти-пыль: Да

Антистатический: да / нет

Против крови: да / нет

Анти спирт: да / нет

### 4. Цвет: белый, синий, темно-синий, апельсин и так далее

### 5. Способствование:

A. Кимоноб, используемый в спа-салоне и сауне для удобства тела на воду и пыль.

B. Кимоно можно использовать в массаже, чтобы расслабить ваше тело.

C. кимоно можно использовать в комнате для уборки, например, GMP.

D. кимоно можно использовать в больнице.

### 6. Упаковка:

10 шт. / Сумка, 100 шт. / CTN

### 7. Услуга OEM:

A.CAN Распечатайте группу для нашего клиента на PE Bag

B.CAN Распечатайте группу для нашего клиента на коробке картона

### 8. Образцы:

Образцы могут быть разосланы в 3 днях после подтверждения.

### 9. Дата доставки:

Он может быть отправлен в 15 дней после получения депозита.

наименование товара:	Одноразовый кимоно
Размер:	S: 110 * 130см; M: 115 * 137см, L: 120 * 140см, XL: 125 * 145см; XXL: 130 * 150см или настроенный
Цвет:	белый, синий, розовый, желтый или индивидуальный
Материал:	SBPP, SMS, Spunlace
Образец:	Доступны бесплатные образцы

Заявление:	В основном используется в SPA, больница салона красоты и т. Д.
MOQ:	5000 шт
Упаковка:	10 шт. / Сумка, 100 шт. / CTN
Оплата:	T / T, L / C
Срок поставки:	Доставка за 20 дней